




SAFETY AT WORK

Estaciones abiertas Plum

Una solución abierta montada en la pared ofrece una buena visión general y un acceso rápido y fácil a los productos de primeros auxilios



Todas las estaciones de pared son fáciles de montar y se suministran con pictogramas que muestran claramente cómo utilizar los productos.

PROTEGE A TUS COMPAÑEROS, HAZ QUE LOS PRIMEROS AUXILIOS ESTÉN DISPONIBLES

Cuando se produce un accidente, es demasiado tarde para buscar ayuda en una caja o en un armario.

Organice los primeros auxilios con una estación de pared y facilite el acceso cuando se produzca un accidente.

Una amplia gama de soluciones de enjuague únicas

Nuestra máxima prioridad es ayudarle a conseguir un lugar de trabajo más seguro, y nuestros conceptos se desarrollan en estrecha colaboración con especialistas cualificados. Esto significa que los productos se han pensado hasta el más mínimo detalle. Son fáciles de usar y cuentan con pictogramas claros que le indican el uso correcto. La copa ocular ayuda a mantener el ojo abierto. El líquido de enjuague llega al ojo en el lugar adecuado y en la cantidad correcta, con un flujo suave y uniforme.



PLUM OPEN STATION SINGLE

Estación de pared con 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0,9 % de cloruro sódico.

Especialmente indicada para lugares de trabajo pequeños y móviles.



PLUM OPEN STATION SINGLE

Estación de pared con 1000 ml de Plum Wound and Eyewash 0,9 % de cloruro sódico DUO. Especialmente indicada para lugares de trabajo pequeños y móviles en los que pueda ser necesario un enjuague prolongado de ambos ojos.

Embalaje:	1
N.º de artículo:	4611
Recambio de 500 ml, n.º de artículo:	4604
Dimensiones:	
Plano de lavado de heridas y ojos Placa de montaje	Altura: 29 x Ancho: 22,8 cm
	Alto: 29 x Ancho: 13,5 cm

Embalaje:	1
N.º de artículo:	4802
Recambio de 1000 ml, n.º de artículo:	4800
Dimensiones:	
Plano de lavado de heridas y ojos Placa de montaje	Altura: 29 x Ancho: 22,8 cm
	Alto: 29 x Ancho: 13,5 cm



PLUM OPEN STATION DOBLE

Estación de pared con 200 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4,9 % fosfato y 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0,9 % cloruro sódico. Especialmente indicada para lugares donde existe riesgo de que entren en los ojos o en las heridas tanto cuerpos extraños como ácidos y álcalis.


Embalaje:	1
N.º de artículo:	4770
Recambio de 200 ml, n.º de artículo:	4752
Recambio de 500 ml, n.º de artículo:	4604 / 4613
Dimensiones:	
Plano de primeros auxilios para heridas y lavado de ojos	Alto: 29 x Ancho: 22,8 cm
Placa de montaje	Alto: 29 x Ancho: 22,8 cm



PLUM OPEN STATION DOBLE

Estación de pared con 500 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4,9 % fosfato DUO y 1000 ml de Plum Wound and Eyewash 0,9 % cloruro sódico DUO. Especialmente indicada para lugares en los que existe riesgo de que entren tanto cuerpos extraños como ácidos y álcalis en los ojos o las heridas, y en los que existe riesgo de que se vean afectados ambos ojos.

Envase:	1
N.º de artículo:	4803
Recambio de 500 ml, n.º de artículo:	4801
Recambio de 1000 ml, n.º de artículo:	4800
Dimensiones:	
Plano de primeros auxilios para heridas y lavado de ojos	Alto: 29 x Ancho: 22,8 cm
Placa de montaje	Alto: 29 x Ancho: 22,8 cm



ESTACIÓN ABIERTA PLUM DOBLE

Estación de pared con 2 envases de 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0,9 % de cloruro sódico. Especialmente indicada para entornos limpios y lugares de trabajo pequeños donde existe el riesgo de que entren cuerpos extraños en los ojos o se produzcan heridas.

Embalaje:	1
N.º de artículo:	4694
Recambio de 500 ml, n.º de artículo:	4604
Dimensiones:	
Plano de lavado de heridas y ojos Placa de montaje	Alto: 29 x Ancho: 22,8 cm
	Alto: 29 x Ancho: 22,8 cm



PLUM OPEN STATION DOBLE

Estación de pared con 2 x 1000 ml de Plum para lavado de heridas y ojos con cloruro sódico al 0,9 %. Especialmente indicada para lugares donde pueda ser necesario un enjuague prolongado.

Embalaje:	1
N.º de artículo:	4708
Recambio de 1000 ml, n.º de artículo:	4707
Dimensiones:	
Placa de montaje para el kit de primeros auxilios y lavado de ojos	Alto: 29 x Ancho: 22,8 cm
	Alto: 29 x Ancho: 22,8 cm

Soluciones de enjuague de fácil acceso

El acceso rápido al lavado de heridas y de ojos es crucial en todos los lugares de trabajo con riesgo de lesiones oculares o en las heridas, ya que unos segundos marcan la diferencia en el impacto de un accidente

El lavador de heridas y ojos Plum verde con cloruro sódico al 0,9 % te ayuda a eliminar la suciedad y los cuerpos extraños

El lavador de ojos y heridas Plum azul con fosfato al 4,9 % y pH neutro proporciona primeros auxilios inmediatos en caso de accidentes graves con ácidos y álcalis

Los frascos flexibles son fáciles de manejar y enjuagan el ojo o la herida con un chorro suave y uniforme

Pictogramas y símbolos claros indican cómo almacenar y manipular el envase

La copa ocular ergonómica de plástico blando está diseñada para adaptarse a la curvatura del ojo. Apriétela antes de colocársela en el ojo. La copa ayuda a mantener el ojo abierto y proporciona el mejor flujo de líquido y tiempo de enjuague posibles

Fácil y rápido de abrir. Con un solo giro se rompe el precintado y ya está listo para el enjuague

Instrucciones de uso claras

Económicas y con una larga vida útil de 3,5 años. La fecha de caducidad aparece claramente indicada en la etiqueta

Con la copa ocular ergonómica DUO, se pueden enjuagar ambos ojos al mismo tiempo. La copa ayuda a mantener los ojos abiertos y proporciona el mejor flujo de líquido y tiempo de enjuague posibles

Nota: todo el material utilizado está fabricado en PE-LD, que es reciclable



IMPORTANTE

No utilice este producto en caso de salpicaduras que contengan ácido fluorhídrico, calcio o hipoclorito de sodio (sustancias blanqueadoras).

info@plum.eu
+45 6916 9600