

# Lavado ocular en caso de introducción de objetos extraños

Plum Eyewash es una solución de cloruro de sodio estéril al 0,9 % que alivia el malestar y previene las siguientes complicaciones causadas por la introducción de cuerpos extraños en los ojos

## **DATOS & BENEFICIOS DEL PRODUCTO**

- Elimina eficazmente el polvo, la suciedad y la contaminación de los ojos
- Fácil de agarrar: fácil de aplicar por la persona afectada o con ayuda
- Soluciones flexibles: botellas para uso móvil y estaciones para montaje mural
- Aplicadores oculares ergonómicos que proporcionan un flujo suave y agradable
- Amplias aplicaciones: desde lugares de trabajo industriales hasta laboratorios y kits de primeros auxilios
- Alta fiabilidad funcional: las botellas cumplen con la norma EN 15154-4
- Vida útil de 3,5 años para botellas selladas



El producto cuenta con el marcado CE conforme a la Directiva relativa a las orientaciones para la clasificación de productos sanitarios (MDD 93/42/CEE).

info@plum.eu +45 6916 9600



# Combine Plum Eyewash con Plum pH Neutral en lugares de trabajo con riesgo de accidentes químicos

Conozca los productos químicos con los que trabaja y asegúrese de contar con los primeros auxilios más adecuados

El agente causante del accidente determina qué lavaojos se requiere en cada caso. En caso de accidente, es esencial determinar si ha sido causado por un objeto extraño, por ácidos o álcalis y, de ser posible, qué valor de pH tiene la sustancia en cuestión.

Si el pH es fuertemente ácido o alcalino, comience enjuagando con Plum pH Neutral hasta vaciar la botella. Deseche la botella y enjuague con Plum Eyewash hasta que llegue al médico o a urgencias.

Si el pH es neutro, enjuague con Plum Eyewash hasta vaciar la botella y deséchela después.



4921 - Plum iBox 2 con pH Neutral de 200 ml y Plum Eyewash de 500 ml

# APLICADORES OCULARES ERGONÓMICOS

Las botellas están equipadas con una selección de aplicadores oculares ergonómicos para garantizar que el líquido se pueda aplicar correctamente y con un flujo homogéneo. Apriete la botella suavemente para generar un flujo suave y agradable.

#### APLICADOR OCULAR MONO



Aplicador ocular flexible y ergonómico que mantiene el párpado abierto durante el uso

#### APLICADOR OCULAR DUO



Aplicador ocular flexible y ergonómico que permite enjuagar ambos ojos al mismo tiempo

### TAMAÑOS DISPONIBLES

N.º art.	ORO	4691	4604	4707	ONC OUC	4861	4800
Tamaño	APLICAD CULAR MO	200 ml	500 ml	1000 ml	APLICAD OCULAR I	500 ml	1000 ml
Envase		10 x 200 ml	12 x 500 ml	6 x 1000 ml		6 x 500 ml	6 x 1000 ml

info@plum.eu +45 6916 9600

