

# PRIMEROS AUXILIOS

## ESTACIONES DE LÍQUIDOS LAVAOJOS

### ESTACIÓN CERRADA PARTÍCULAS / QUÍMICOS



**PL4650**  
2 botellas PL4604  
500ml (Partículas)



**PL4787**  
1 botella (Partículas)  
PL4604 500ml  
1 botella (Químicos)  
PL4752 200ml



**PL4810**  
1 botella DUO (Partículas)  
PL4800 1000ml  
1 botella DUO (Químicos)  
PL4801 500ml

### ESTACIÓN ABIERTA PARTÍCULAS / QUÍMICOS



**PL4611**  
1 botella PL4604  
500ml (Partículas)



**PL4802**  
1 botella DUO (Partículas)  
PL4800 1000ml



**PL4773**  
1 botella (Partículas)  
PL 4604 500ml  
1 botella (Químicos)  
PL4752 200ml

Estaciones abiertas para lugares reducidos y lavado rápido.  
No apto para zonas con polvo y suciedad.  
Contiene pictograma e instrucciones de uso.

# PRIMEROS AUXILIOS

## LÍQUIDOS LAVAOJOS

### PARA CUERPOS EXTRAÑOS

0,9% solución de cloruro de sodio

**PL4604**  
Lavaojos para partículas. Botella de solución estéril de cloruro de sodio al 0,9%.  
Tiempo de lavado aproximado de 5 minutos.  
Puede usarse individualmente o como recambio.



**PL4604**  
500ml



**PL4800**  
Lavaojos DUO para partículas. Botella de solución estéril de cloruro de sodio al 0,9%.  
Tiempo de lavado aproximado de 2 minutos por cada ojo.  
Para lavado simultáneo de ambos ojos.

**PL4800**  
1000ml  
Indicado para prevenir lesiones oculares a consecuencia de salpicaduras de cuerpos extraños como: virutas, astillas de madera y metal, gravilla, polvo, suciedad, etc.

### PARA ÁCIDOS Y ÁLCALIS

4,9% solución de fosfato

**PL4752**  
Lavaojos químico. Solución estéril de fosfato al 4,9%.  
Tiempo de lavado aproximado de 2 minutos. Puede usarse individualmente o como recambio



**PL4752**  
200ml



**PL4801**  
Lavaojos DUO químico.  
Solución estéril de fosfato al 4,9%.  
Tiempo de lavado aproximado de 2 min. por cada ojo.  
Para lavado simultáneo de ambos ojos.

**PL4801**  
500ml  
Indicado para prevenir lesiones oculares a consecuencia de salpicaduras de productos químicos tanto sólidos como líquidos y/o gaseosos.

# PRIMEROS AUXILIOS

## BOTIQUINES / DISPENSADORES

### ESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

**PL5174 - QuickSafe** reúne en un solo lugar todos los productos esenciales de primeros auxilios.

**Contiene:** 18 Unidades de gel refrigerante. 1 Set de vendajes de compresión. 20 Toallitas limpia-heridas. 2 Lava-ojos de 500 ml. (Partículas). 1 Lava-ojos de 200 ml. (químicos). 5 Ampollas con solución lava-ojos. 1 Recambio con 45 Tiritas.



### DISPENSADOR DE TIRITAS

**PL5502.**

Incluye 90 tiritas flexibles.



**PL5512.**  
Recambio de tiritas, contiene 45 tiritas



500ml

### JABÓN DE MANOS

**PL1634** Jabón cremoso muy suave y delicado con la piel, con una fresca fragancia.  
Para lavado normal diario.



1000ml

**PL1636** Bolsa de 1L. Recambio de jabón para adaptar a dispensador **PL4215**

### PASTA DE MANOS

**PL0615** Pasta de manos suave pero muy eficaz, contiene un granulado de maíz natural, sin disolventes, elimina la suciedad pegajosa de todo tipo de aceites.



250ml



Bolsa de 1/4l.