

REFRIGERACIÓN A TEMPERATURA CONSTANTE



ENFRIAR INSERTOS PAC



COLOCAR INSERTOS EN EL ESTUCHE



INSULINA FRESCA A 15°C CONSTANTES

La insulina, un medicamento sensible a la temperatura, es la única solución para muchos diabéticos. Al exponer la insulina a temperaturas extremadamente altas o bajas, puede cambiar su composición química. Esto puede provocar que la insulina no se comporte como debería y no controle el nivel de azúcar en sangre.

Viajar es una parte de la vida que no se puede evitar, por lo que solo queda una solución. Llevar el medicamento para la diabetes en un estuche térmico de viaje para así mantener la insulina segura y fresca.

El estuche térmico de viaje para insulina INUTEQ mantiene la insulina en uso fresca y segura a una temperatura de enfriamiento constante de 15 °C / 59 °F durante aproximadamente un día completo.

Insertos con material de cambio de fase desarrollados por INUTEQ-PAC® 15°C / 59°F; el único PCM 100 % de base biológica que cumple con REACH y certificado por el USDA disponible en el mercado.

Disponible en:

Color: Azul **Art. nr.:** 1338010300
Talla: 20 cm x 11 cm x 5 cm
 7,8 inch x 4,3 inch x 1,9 inch

Components Travelbag:

Material exterior: 100% 1680D impermeable polyester
Capa intermedia: PE foam
Material interior: Aluminio

**Solicite los insertos PCM de base biológica (juego de 2 x 1 unidades) por separado.*

INSULIN TRAVEL COOLER BAG

